

# Medido 2.0 & 2.0F

Dezelfde dispensers, maar dan net een beetje anders. Medido wordt geleverd in twee uitvoeringen. Met deze folder informeren we u graag zodat u op een fijne manier met beide varianten kunt werken.

Voor aanvullende instructiefilmpjes; ga naar [www.medido.com](http://www.medido.com)



## Openen van de deksel

Binnen in de dispenser zijn de meegeleverde toebehoren te vinden

Medido 2.0 wordt geopend door de grijze deksel aan de voorzijde op te tillen.



Medido 2.0F wordt geopend door het witte gedeelte bij de uitsparing op te tillen.

Let op: de deksel kan een beetje klemmen.

## Monteren van het witte afdekklepje

Bij Medido 2.0 dient het witte afdekklepje bevestigd te worden in de uitgiftemond. Het afdekklepje wordt alleen bij deze uitvoering meegeleverd



Bij Medido 2.0F dient geen extra klepje geplaatst te worden. Vandaar dat dit klepje niet meegeleverd wordt bij deze uitvoering.

## Medicatie zakje uitnemen

Bij Medido 2.0 valt het zakje na afsnijden op het opvangklepje. Voor uw gemak dient dit opvangklepje uitgeklaapt en omhoog geschoven te worden.



Bij Medido 2.0F valt het zakje na afsnijden in de uitsparing van de witte voorzijde. Er hoeft niets uitgeklaapt of ge(de)monteerd te worden. De zakjes vallen namelijk automatisch in dit gedeelte (zie foto)

**Nog een extra aandachtspunt:** Bij twijfel of de medido op slot is; Let op de positie van het sleutelgat.



• Staat het sleutelgat horizontaal, dan is Medido geopend en kan de deksel worden opgetild.



• Staat het sleutelgat verticaal, dan is Medido op slot.